

Anticoagulant lupic

Coagulare	Anticoagulant lupic
Specimen recoltat:	- sange venos
Recipient recoltare:	- vacutainer cu citrat de Na 0.105M (raport citrat de sodiu – sange = 1/9).
Metoda:	- coagulometrica

1. Informatii generale:

Anticoagulantii de tip lupic sunt anticorpi indreptati impotriva complexelor fosfolipide-proteine.

2. Recomandari pentru determinarea anticoagulantului lupic:

- stari de hipercoagulabilitate,
- avorturi spontane,
- trombocitopenii,
- APTT prelungit,
- diagnosticul unui sindrom antifosfolipidic.

3. Pregatirea pacientului:

- proba trebuie sa fie recoltata inaintea initierii tratamentului anticoagulant.