

D-dimeri

Coagulare	D-dimeri
Specimen recoltat:	- sange venos
Recipient recoltare:	- vacutainer cu citrat de Na 0.105M (raport citrat de sodiu – sange=1/9).
Metoda:	- latex-aglutinare automata cu detectie fotometrica

1. Informatii generale:

Cheagul de fibrina este degradat prin actiunea plasminei in D-dimeri si produși de degradare ai fibrinei.

2. Recomandari pentru determinarea D-dimerilor:

- coagulare intravasculara cu hiperfibrinoliza secundara,
- embolie pulmonara si tromboze venoase profunde,
- coagulopatii prin consum (CID).

3. Pregatirea pacientului:

-nu este necesara.