

Panel de alergeni –informatii generale

Pentru evaluarea si masurarea alergiilor specifice se folosesc membrane de nitroceluloza si un instrument automat de interpretare a testarii alergenilor prin metoda immunoblot "Allergy Screen immunoblot".

Evaluarea cantitativa a panelurilor "RIDA Allergy " se realizeaza prin utilizarea de catre Rida X Screen a unor obiective CCD precum si a unui software dedicat, ceea ce va conduce in final la atingerea parametrilor doriti.

Rezultatele sunt exprimate in IU/mL sau clase EAST (0-6) fiind generate automat prin intermediul "RIDA X Screen Software".

Calitatea rezultatelor este asigurata prin existenta unui control intern precum si a unei curbe specifice pentru fiecare alergen in parte.