

Amilaza urinara

Analize biochimice din urina	Amilaza urinara:
Specimen recoltat:	- urina spontana
Recipient recoltare:	- recipient pentru urini
Metoda:	- spectrofotometrie
Analizor:	- analizoarele biochimice automate din dotare

1. Informatii generale:

Valorile crescute ale amilazuriei sunt paralele cu cele ale amilazemiei. Astfel, in pancreatitele acute nivelul amilazuriei ramane ridicat mult mai mult timp decat cel al amilazemiei.

Valorile crescute ale testului mai sunt evidentiate si in obstructia cailor pancreatice, parotidita epidemica, insuficienta renala cronica, adesea dupa administrarea opiaceelor.

Valori scazute ale amilazuriei pot fi intalnite in afectiunile cailor biliare, ciroza atrofica Laennec, coma diabetica.