

## Clor urinar

Analize biochimice din urina	Clor urinar:
Specimen recoltat:	- urina din 24 ore
Recipient recoltare:	- recipient pentru urini
Metoda:	- potentiometrica ISE (ion selective electrode)

### Recomandari pentru determinarea clorului urinar:

- deshidratare;
- monitorizarea administrarii de solutii perfuzabile in perioada postoperatorie;
- monitorizarea efectelor regimului hiposodat;
- evaluarea acidozei metabolice hipercloremice;
- diagnosticul diferential al alcalozei metabolice.