

Creatinina urinara

Analize biochimice din urina	Creatinina urinara:
Specimen recoltat:	- urina din 24 ore
Recipient recoltare:	- recipient pentru urini
Metoda:	- spectrofotometrica
Analizor:	- analizoarele biochimice din dotare

Recomandari pentru determinarea creatininei urinare (impreama cu creatinina serica):

- boli acute sau cronice renale,
- afectarea filtrarii glomerulare,
- unele afectiuni hepatice,
- distrofii musculare,
- guta.