

## Sodiu urinar

Analize biochimice din urina	Sodiu urinar:
Specimen recoltat:	- urina din 24 ore
Recipient recoltare:	- recipient pentru urini
Metoda:	- ISE
Analizor:	- analizoarele Na/K din dotare

### Recomandari pentru determinarea sodiului urinar:

- investigarea tulburarilor hidro-electrolitice, acido-bazice, renale, suprarenale,
- depletii volemice,
- insuficienta renala acuta,
- diagnosticul diferential al hiponatremiilor,
- nefrolitiaza.